

INFORMACIÓN ADICIONAL

CRITERIOS DE RECHAZO GENERALES

Muestra inadecuada	Volumen insuficiente	Muestra derramada.
---------------------------	-----------------------------	---------------------------

Tipo de muestra	Material y recolección	Recomendaciones preanalíticas
Hisopado uretral o cepillado cervical <i>(Indicado para pruebas de detección y genotipificación de VPH, Panel infecciones de transmisión sexual)</i>	• Hisopo o cepillo flexible de dacrón o plástico. • Cepillo endocervical o citobrush. • Medio de transporte viral o medio de transporte líquido con cierre hermético.	Instrucciones: Se recogen células epiteliales de la zona de interés evitando recolectar el moco y las secreciones. La recolección debe realizarse girando al menos 3 veces el hisopo o cepillo en la región a evaluar. Los hisopos con los que se toma la muestra deben introducirse al tubo con medio acuoso de transporte y asegurar el cierre adecuado para evitar contaminación de la muestra. Precauciones: • Evitar materiales naturales como algodón, madera, alginato de calcio y aluminio • Evitar muestras con más de 2% v/v de sangre • Resguardar las muestras a 4°C para mantener la viabilidad de las células (no congelar).