

Tipo de muestra	Material y recolección	Recomendaciones preanalíticas
Sangre total (Indicado para las pruebas de Antígeno HLA-B27, Cargas Virales, Subpoblaciones de Linfocitos y Secuenciación)	• Tubo con anticoagulante EDTA (tapa lila) para pruebas en sangre total.	Instrucciones: Se recomienda tomar un volumen entre 3 y 5 mL. Resguardar las muestras a 4°C para mantener la viabilidad de la muestra. Precauciones: • Evitar hemólisis. • No congelar
Hisopados faríngeos y nasofaríngeos (Indicado para las pruebas SARS-CoV-2, Influenza A/B, Virus Sincicial Respiratorio y Panel Viral Respiratorio)	• Hisopo flexible de dacrón o nylon. • Medio de transporte viral o medio de transporte líquido con cierre hermético.	Instrucciones: Se recogen células epiteliales de la zona de interés evitando recolectar el moco y las secreciones. La recolección debe realizarse girando al menos 3 veces el hisopo o cepillo en la región a evaluar. Los hisopos con los que se toma la muestra deben introducirse al tubo con medio acuoso de transporte y asegurar el cierre adecuado para evitar contaminación de la muestra. Precauciones: • Evitar materiales naturales como algodón, madera, alginato de calcio y aluminio • Evitar muestras con más de 2% v/v de sangre • Resguardar las muestras a 4°C para mantener la viabilidad de las células (no congelar).