

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de muestra	Material y recolección	Recomendaciones preanalíticas
Fluidos y secreciones <i>(Indicado para pruebas Mycobacterium tuberculosis y resistencias)</i>	• Frascos estériles con cierre hermético.	Instrucciones: Asegurar la presencia de esputo de la expectoración y no solo saliva. Para LCR se recomienda entre 200 y 500 µL. Resguardar las muestras a 4°C para mantener la viabilidad de las células. Precauciones: • Para recoger las secreciones no utilizar hisopos, estos se recogerán con el frasco. • No congelar